



# ЦИРКОНДЕНТ

Зуботехническая лаборатория  
CAD / CAM - фрезерный центр

## ООО Циркондент

г. Москва, м. Аэропорт, Ленинградский пр-т.  
д. 47, стр. 4 (здание ОАО "НИКФИ")  
Тел.: +7 (495) 989-80-68, +7 (925) 301-91-08  
E-mail: zirkondentmoskow@gmail.com

Заказчик	Пациент Ф.И.О.	Цвет	Дата заказа	Дата выполнения
Полная анатомическая форма	Десневая часть		CoCr - мультиюнит	
Вестибулярное редуцирование	Неразборная культевая вкладка		Ti - мультиюнит	
Уменьшенная анатомическая форма	Разборная вкладка + 1 штифт		Балочные конструкции	
На абатментах / титановых основаниях	Дополнительный штифт		ZrO - глазуровка	
С уровня импланта (винтовая фиксация)	Inlay/Onlay/Veneer		IPS e.max - глазуровка	
Абатмент фрезерованный гибридный	Первичный телескоп		PMMA - полировка	
Абатмент цельнофрезерованный	Мэриленд мост			

Одиночки					Мост												
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28		
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38		
Pontic:																	

### Материалы:

DD Bio ZW iso (HS)	DD Cube X <sup>2</sup> (SHT)	PMMA Yamahachi
DD Bio ZX <sup>2</sup> (HT)	DD Cube X <sup>2</sup> ML (SHT)	PMMA Argen P
DD Bio ZX <sup>2</sup> color (HT+)	CoCr	PMMA Argen P multi
DD Cube ONE (HT+)	Ti Pre-milled	IPS e.max CAD
DD Cube ONE ML (HT+)	Wax	Другой материал

### Отправляемые принадлежности:

Разборная модель	Модель антагониста	Силиконовый ключ	Wax-up
Situ-модель	Лабораторный имплант	Индивидуальный ключ	Артикулятор
			Слепок

### Дополнения, заметки:

### Курьер/доставка

Курьер Заказчика  
Курьер Исполнителя

Дата, ФИО, подпись представителя Заказчика