



ЦИРКОНДЕНТ

Зуботехническая лаборатория
CAD / CAM - фрезерный центр

ООО Циркондент

г. Москва, м. Аэропорт, Ленинградский пр-т.
д. 47, стр. 4 (здание ОАО "НИКФИ")
Тел.: +7 (495) 989-80-68, +7 (925) 301-91-08
E-mail: zirkondentmoskow@gmail.com

Заказчик	Пациент Ф.И.О.	Цвет	Дата заказа	Дата выполнения
Полная анатомическая форма	Десневая часть		Мэриленд мост	
Вестибулярное редуцирование	Неразборная культевая вкладка		CoCr - мультиюнит	
Уменьшенная анатомическая форма	Разборная вкладка + 1 штифт		Ti - мультиюнит	
На абатментах / титановых основаниях	Дополнительный штифт		Балочные конструкции	
С уровня импланта (винтовая фиксация)	Inlay/Onlay/Veneer		ZrO - глазуровка	
Абатмент фрезерованный гибридный	Первичный телескоп		IPS e.max - глазуровка	
Абатмент цельнофрезерованный	Вторичный телескоп		PMMA - полировка	

Одиночки	Мост
18 17 16 15 14 13 12 11	21 22 23 24 25 26 27 28
48 47 46 45 44 43 42 41	31 32 33 34 35 36 37 38
Pontic:	

Материалы

DD cubeY HL	PMMA Dental Direkt ML	IPS e.max CAD
Nacera Pearl Natural	PMMA Dental Direkt Color	CoCr
DD CubeX ² ML	PMMA Yamahachi ML	Ti
DD CubeX ²	PMMA Yamahachi Color	Ti Pre-milled
DD Cube ONE ML	PMMA Argen ML	Ti-base Geo
DD Cube ONE	PMMA Argen Color	Ti-base иное
DD Bio ZX ² color	WAX	другое, в примечании
DD Bio ZX ²		
DD Bio ZW iso		

Отправляемые принадлежности:

Разборная модель	Модель антагониста	Силиконовый ключ	Wax-up
Situ-модель	Лабораторный имплант	Индивидуальный ключ	Артикулятор
			Слепок

Дополнения, заметки:

Курьер/доставка

Курьер Заказчика
Курьер Исполнителя

Дата, ФИО, подпись представителя Заказчика